

Z-PRIME™ Plus

Праймер для Циркония, Алюмины, Металла



Z-PRIME PLUS BISCO — однокомпонентный праймирующий агент для повышения силы связки между непрямыми реставрациями и композитным цементом.

Благодаря уникальной химии этот агент может быть использован для обработки керамики на основе Циркония и Алюмины, а так же для прочих металлических сплавов, композита, эндодонтических штифтов.

Z-PRIME PLUS позволяет получить превосходную силу связки при любом отверждении цемента.

Показания к применению:

Обработка реставраций из:

- Циркония
- Алюмины
- Сплавов металлов
- Композита
- Для фиксации штифтов
- Для починки реставраций в полости рта

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

▲ Подготовка реставрации

Реставрации на основе оксида циркония, оксида алюминия, металлические/сплавовые реставрации (включая керамику на металле), непрямые композитные реставрации, фиксация штифтов:

1. Очистите внутреннюю поверхность реставрации *, промойте и просушите.
2. Нанесите 1-2 слоя Z-PRIME PLUS равномерно увлажнив поверхность бондинга. Подсушите воздухом 3-5 секунд.
3. Продолжайте фиксацию с использованием цемента (такого как DUO-LINK Universal или BisCem).

ВАЖНО: Z-PRIME PLUS повышает силу связки с композитными цементами.

* Поверхность может быть очищена следующими способами: ультразвуковая очистка (с ацетоном или спиртом), чистка паром, пескоструение оксидом алюминия (30-100 микрон при давлении 30- 45 psi)

▲ Починка реставраций в полости рта

ВАЖНО: Изолируйте область починки раббердамом.

Починка реставраций из Циркония, Алюмины и металла:

1. Загрубите поверхность абразивом, пескоструем или алмазным бором. Промойте и просушите.
2. Нанесите 1-2 слоя Z-PRIME PLUS равномерно, подсушите воздушным пистолетом 3-5 секунд.
3. Восстановите дефект композитом (таким как Aelite All Purpose Body) и проведите финишную обработку в соответствии с инструкциями производителя.

▲ Починка керамики на цирконии, алюмине и металле:

1. Срежьте края керамики как необходимо.
2. Загрубите поверхность абразивом, пескоструем или алмазным бором.
3. Протравите поверхность плавиковой кислотой (такой как 9.5%/о PORCELAIN ETCHANT BISCO) в соответствии с инструкцией производителя.
4. Нанесите 1-2 слоя силана (такого как BIS-SILANE или PORCELAIN PRIMER) на керамику в соответствии с инструкцией производителя, обработайте воздухом для выпаривания растворителя.
5. Нанесите 1-2 слоя Z-PRIME PLUS на оголенный Цирконий, Алюмину, Метал и подсушите воздухом в течение 3-5 секунд.
6. Нанесите опакер (такой как BISCO DUAL-CURED OPAQUER) на оголенный металл, в соответствии с инструкцией производителя, если необходимо.
7. Восстановите дефект композитом (таким как Aelite All Purpose Body) и проведите финишную обработку в соответствии с инструкциями производителя.

▲ Починка композитной реставрации:

1. Срежьте края.
2. Загрубите поверхность абразивом, пескоструем или алмазным бором. Промойте и просушите.
3. Нанесите 1-2 слоя Z-PRIME PLUS и подсушите воздухом в течение 3-5 секунд.
4. Восстановите дефект композитом (таким как AELITE) и проведите финишную обработку в соответствии с инструкциями производителя.

Предупреждения:

- Легко воспламеняем.

Внимание:

- Продукт может содержать компоненты созданные для одноразового использования. Утилизируйте использованные или загрязненные аксессуары. Не очищайте, не дезинфицируйте и не используйте их повторно.

Предостережения:

- Z-PRIME Plus - материал, чувствительный к свету. Используйте Z-PRIME Plus сразу после выдавливания на палетку или защитите его от света.
- При использовании Z-PRIME Plus для починки в полости рта - изолируйте реставрируемую область рабердамом.
- Избегайте контакта с кожей. Неполимеризованные смолы могут вызвать раздражение у людей с повышенной чувствительностью кожи. После контакта с кожей обильно и тщательно промойте этот участок водой.

Каталожный номер:

- Z-Prime Plus (2ml) B-6002P
- Z-Prime Plus (0,5ml) B-6003PS

ХРАНЕНИЕ: *Храните при комнатной температуре (2°C - 25°C).*

 BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193, U.S.A.
 1-847-534-6000
 www.bisco.com

 ООО «Денко-Украина»
бул.Т.Шевченко,1 оф.8
Киев, 01004, Украина
 (067) 506-51-65
 www.denco.com.ua